

Notice de montage et d'utilisation :

MASQPROTECL


Visières de protection sanitaire

Notice de montage : (aucun outil nécessaire)

Veiller à respecter les étapes suivantes :

A l'ouverture du colis, vous disposerez de deux pièces, la ceinture et l'écran.

Retirer les films de protection



Désinfectable et nettoyable à l'eau claire et au savon ou avec un gel hydroalcoolique sans risque d'altérer la matière.

Ce dispositif n'exempte pas les gestes barrières : se laver les mains très régulièrement, port du masque dans les cas obligatoires décidés par l'Etat et ses représentants, règles de confinement... Ce produit est destiné à une utilisation complémentaire de prévention des risques, il ne peut en aucun cas être reconnu comme équipement ayant une garantie de résultat.